

TESTS RAPIDES SD BIOLINE

ONCHOCERCIASIS IGG4 (O) • LYMPHATIC FILARIASIS IGG4 (LF) • ONCHOCERCIASIS AND LYMPHATIC FILARIASIS IGG4 BIPLEX (O+LF)

Échantillon de contrôle de qualité quotidien – Formulaire de données

INSTRUCTIONS DE TEST : Les échantillons de contrôle de qualité quotidien doivent être utilisés tous les jours par avant de tester les échantillons de participants.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Les échantillons de contrôle de qualité quotidien sont livrés à température ambiante.
- Après réception, les échantillons doivent être congelés (-20 °C ou inférieur) pendant 2 ans maximum à compter de la réception ou stockés dans un endroit réfrigéré (2-8 °C) pendant 14 semaines maximum à compter de la réception.
- Avant toute utilisation, les échantillons peuvent être retirés du réfrigérateur ou du congélateur et stockés à température ambiante (<45 °C) pendant 2 semaines supplémentaires. NE PAS REMETTRE LES ÉCHANTILLONS AU CONGÉLATEUR OU AU RÉFRIGÉRATEUR.
- Une fois le flacon ouvert, l'échantillon peut être stocké à température ambiante (<45 °C) pendant 3 jours maximum.

DATE	TECHNICIEN	LIEU DE RÉALISATION	TYPE DE TEST			NUMÉRO DE LOT DU TEST	NUMÉRO DE LOT DU CONTRÔLE	TYPE D'ÉCHANTILLON	RÉSULTAT DE ÉCHANTILLON DE CONTRÔLE DE QUALITÉ QUOTIDIENS
			O	LF	O+LF				
			☐	☐	☐			Négatif	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Ov16	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Wb123	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Négatif	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Ov16	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Wb123	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Négatif	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Ov16	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Wb123	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Négatif	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Ov16	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Wb123	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Négatif	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Ov16	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐
			☐	☐	☐			Anti-Wb123	O+ ☐ O- ☐ L+ ☐ L- ☐ NV ☐

O+ = Onchocerciasis positif (reactif) O- = Onchocerciasis négatif (non réactif)

L+ = Lymphatic filariasis positif (reactif) L- = Lymphatic filariasis négatif (non réactif) NV = Résultat non valides

V.2.0 • DATE D'EFFET 28 AVRIL 2017

Pour de plus amples informations ou pour toute question liée à la formation, contactez les membres du programme de diagnostic de PATH à l'adresse dxinfo@path.org.

